

# Spectrophotomètre visible compact

## Spectrophotomètre visible **PRIM**<sup>®</sup> Light & Advanced



Les séries de spectrophotomètres PRIM Light et PRIM Advanced combinent une excellente qualité photométrique avec une manipulation simple et intuitive. Compacts et légers, ces spectrophotomètres répondent parfaitement à une utilisation courante en enseignement ou en laboratoire.

**PRIM Light** : Logiciel interne simple et facile d'accès comprenant les mesures de base en spectrophotométrie, absorbance, transmittance et concentration mono-étalon.

**PRIM Advanced** : Applications plus étendues en absorbance, transmittance, concentration multi-étaçons, cinétique, multi-longueurs d'onde et balayage de spectre.

### LES AVANTAGES EXCLUSIFS PRIM

#### Applications intégrées

Les applications, basiques ou avancées, sont toutes livrées en standard et disponibles immédiatement sur chaque spectrophotomètre.

#### Mémorisation 50 méthodes

Tous les spectrophotomètres de la série PRIM peuvent stocker jusqu'à 50 méthodes en mémoire. L'application mémorisée peut être rappelée rapidement sans avoir besoin de programmer à nouveau les paramètres de la mesure. Avant de lancer la méthode, il est possible de visualiser les paramètres mémorisés par simple pression sur une touche du navigateur.

#### Afficheur géant

2 lignes de 16 caractères rétro-éclairé et fortement contrasté, lisibilité parfaite. Affichage permanent de la longueur d'onde et de l'absorbance, quel que soit le mode de mesure.

#### 1 touche = 1 fonction

Le clavier est organisé de façon claire et chaque touche correspond à une fonction précise. La prise en main est plus facile, plus rapide et tout risque d'erreur est éliminé.

#### Sécurité - Alimentation basse tension

Indispensable en enseignement pour la protection des élèves, et de plus en plus recommandé sur toutes les paillasse où il existe un risque lié à la présence d'eau. Alimenté en courant basse tension, tout risque d'électrocution est éliminé.

#### Filtre de calibration intégré

Afin d'assurer des résultats précis et reproductibles, le spectrophotomètre se calibre automatiquement à chaque mise en route grâce au filtre didymium intégré ; si une imprimante est connectée, un rapport complet d'autotest est automatiquement édité.

#### Lampe halogène préalignée

Située à l'arrière de l'appareil, son accès est facile. Préalignée, son remplacement rapide ne nécessite aucun outil de montage ou d'alignement.

#### Compact

Léger, 2,5 kg et de faible encombrement, le PRIM occupe peu de place sur la paillasse et peut être déplacé ou rangé facilement.

## SECOMAM

91, avenue des Pins d'Alep - 30100 ALÈS - FRANCE  
Tel : +33 4 66 54 35 60 - Fax : +33 4 66 54 35 69  
E-mail : [info@secomam.fr](mailto:info@secomam.fr) - URL : [www.secomam.com](http://www.secomam.com)

SYSTEME QUALITE CERTIFIE



# Spectrophotomètre visible compact

# PRIM®

## Light & Advanced

### APPLICATIONS INTÉGRÉES

#### Absorbance / % Transmission

Sélection de la longueur d'onde automatique de 330 à 900 nm par pas de 1 nm et affichage en temps réel et en continu de l'absorbance ou du pourcentage de transmission.

#### Calcul de concentration

Mesure des échantillons de concentration inconnue. Calibration du spectrophotomètre à l'aide d'un facteur ou de 1 à 8 étalons de concentration connue.

#### Cinétique

Analyse de la variation d'absorbance en fonction du temps. Programmation du délai initial avant mesure, et du temps de réaction. Calcul de la variation d'absorbance temps total / temps segment.

#### Balayage de spectre\*

Courbe des absorbances en fonction des longueurs d'onde avec détection des pics et des vallées. Gamme de balayage de 330 à 900 nm par pas de 1 nm avec mise en mémoire de la ligne de base.

#### Multi-longueurs d'onde

Mesure du rapport et de la différence d'absorbance à 2 longueurs d'ondes. Affichage simultané du résultat et des absorbances individuelles.

\* Sur imprimante externe en option.

### PRIM, UN SPECTROPHOTOMÈTRE ADAPTÉ À TOUTES LES APPLICATIONS

#### Enseignement

Conçu pour tout type d'enseignement depuis les classes secondaires jusqu'aux classes supérieures. Etude de la loi de Beer-Lambert, concentration, cinétique, colorimétrie ou mesure de spectre. Connexion sur ordinateur via le logiciel Evènement. Documentation sur demande.

#### Laboratoire

Grâce à ses nombreux modes d'analyse, le spectrophotomètre PRIM répond à toutes les applications courantes de spectrophotométrie visible.

#### Industrie

Robuste, le PRIM est adapté à l'environnement industriel. Utilisé pour le Contrôle Qualité, il s'intègre facilement dans les étapes de réception, ou de fabrication.

#### Environnement

Equippé en standard des modes de mesure absorbance et concentration, le PRIM accepte en option un support de tube 16 mm pour les mesures de DCO.

#### Biologie clinique

Une version spéciale du PRIM équipée en standard d'une cuve à circulation et d'une thermostatisation à 37°C est disponible. Documentation PRIM500 sur demande.

#### Accessoires

• Gamme complète d'accessoires : imprimante, support de tube, système d'aspiration automatique, système d'aspiration à entonnoir, support de cuve thermostatable.

#### Informations de commande

- 70CI0377 PRIM Light cuve 10 mm
- 70CI0381 PRIM Advanced cuve 10 mm
- 70CI0389 Support 1 cuve 20 mm Prim L&A
- 70CI0386 Support 1 cuve thermostatable Prim L&A
- 70CI0384 Support 1 tube 16 mm Prim L&A
- 70CI0110 Système d'aspiration 1 cuve verre 30 µl Prim L&A
- 70CI0390 Coffret 7 tares (visible) de contrôle des spectrophotomètres
- 0J6620 Imprimante thermique KIOLYNE noir & blanc 40 colonnes

#### Livraison standard

- Spectrophotomètre PRIM, transformateur 115/230V - 50/60Hz, boîte de 100 cuves plastiques, manuel d'utilisation.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRIM LIGHT ET ADVANCED

Gamme spectrale	330-900 nm
Bande passante	10 nm
Précision	+/- 1.5 %
Reproductibilité	+/- 1 nm
Gamme photométrique	-0.3 - 110 % 0 -200 %T
Précision	+/- 2 %
Dérive	< 0.03 A/h @ 500 nm
Lumière parasite	0.5 %T @ 340 & 400 nm
Afficheur	Alphanumérique LCD rétro-éclairé 2 lignes hauteur 8 mm 16 caractères
Zéro	Automatique
Source lumineuse	Halogène
Détecteur	Diode silicium
Interface	Série RS232C
Support de cuve	1 cuve 10 mm
Alimentation	115/230V - 50/60Hz
H x L x P	180 x 280 x 220 mm
Poids	2.5 kg

### EQUIPEMENT LOGICIEL PRIM LIGHT ET ADVANCED

PRIM	Light	Advanced
Absorbance	Oui	Oui
% Transmission	Oui	Oui
Concentration avec facteur	Oui	Oui
Concentration avec 1 étalon	Oui	Oui
Concentration avec 1 à 8 étalons	Non	Oui
Cinétique	Non	Oui
Multi-longueurs d'onde	Non	Oui
Balayage de spectre	Non	Oui
Détection pics et vallées	Non	Oui
Multi-langues	Oui	Oui
Mise en veille automatique	Oui	Oui

#### SECOMAM

société membre du groupe Nova Analytics



**SECOMAM est distribué par :**

## SECOMAM

91, avenue des Pins d'Alep - 30100 ALÈS - FRANCE  
Tel : +33 4 66 54 35 60 - Fax : +33 4 66 54 35 69  
E-mail : [info@secomam.fr](mailto:info@secomam.fr) - URL : [www.secomam.com](http://www.secomam.com)